

AVANOS

MIC* & MIC-KEY*
Enterale Ernährungssonden

INNOVATIVE PRODUKTE GASTRO-, JEJUNALE- UND GASTROJEJUNALE SONDEN MIT ENFit®-ANSCHLÜSSEN

PRODUKTKATALOG ENTERALE ERNÄHRUNG



INNOVATIVE PRODUKTE GASTRO-, JEJUNALE- UND GASTROJEJUNALE SONDEN MIT ENFit®-ANSCHLÜSSEN

PRODUKTKATALOG ENTERALE ERNÄHRUNG

INHALTSVERZEICHNIS

INNOVATIVE G-, J- UND GJ-SONDEN - EINFÜHRUNG	4
ERNÄHRUNGSSONDEN MIT GASTRALEM ZUGANG	6
MIC-KEY* Gastrostomie-Button	6
MIC* Gastrostomiesonde	7
MIC* G-Sonden & Pflegekits	7
MIC* BOLUS-Gastrostomiesonde	7
MIC* PEG-Set	8
AVANOS* G-Sonden-Einführset für Direktpunktion	9
ERNÄHRUNGSSONDEN MIT JEJUNALEM ZUGANG	10
MIC-KEY* Jejuna Button	10
MIC* Jejuna Sonde	10
MIC* Jejunostomie-Sonde	11
ERNÄHRUNGSSONDEN MIT GASTROJEJUNALEM ZUGANG	12
MIC-KEY* Gastrojejuna Button	12
MIC* Gastrojejuna Sonde (endoskopische/fluoroskopische Platzierung)	14
MIC* Gastrojejuna Sonde (chirurgische Platzierung)	14
MIC* Gastroenterale Sonde	15
AVANOS* J-/GJ-Sonden-Einführset für Direktpunktion	15
ZUBEHÖR	16
MIC-KEY* Button Verlängerungssets	16
Bestandteile des Einführsets	16
MIC* Jejunostomie-Ernährungssondenzubehör	17
MIC* Verlängerungssets	17
MIC* PEG-Sonden-Anschlusssets	17

INNOVATIVE PRODUKTE FÜR DIE GASTRO-, JEJUNALE- UND GASTROJEJUNALE SONDEN-EINFÜHRUNG

Avanos bietet eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen enteralen Ernährungssonden, Einführsets und Zubehör speziell für die Verabreichung von Sondennahrung und Arzneimitteln bei Kindern und Erwachsenen.

Avanos produziert in seinen hochmodernen Fertigungsstätten hervorragend verarbeitete Ernährungssonden und Zubehör nach höchsten Standards.

Mit ihrer konstanten Leistungsfähigkeit bieten unsere Produkte sowohl Sicherheit als auch Komfort. Aus diesem Grund wurden unsere MIC* Ernährungssonden und MIC-KEY* Button nun mit dem ENFit®-Konnektor ausgestattet. An diesen Konnektor können nur ENFit®-kompatible Komponenten angeschlossen werden, so dass nur für die enterale Zufuhr geeignete Flüssigkeiten über die Sonde verabreicht werden können.

Hinter all unseren Produkten stehen stets unterstützend unsere fachkundigen Verkaufs- und Kundendienstmitarbeiter mit hoher Kompetenz. Unsere MIC* / MIC-KEY* Marke ist auf dem Ernährungssondenmarkt für die mittel- und langfristige Anwendung sehr anerkannt und geschätzt.



MIC* /MIC-KEY*

Enterale Ernährungs sonden und Button



INNOVATIVE PRODUKTDESIGNS

Die enteralen MIC* /MIC-KEY* Ernährungs sonden für den gastralen, jejunalen und gastrojejunalen Zugang und ihr Zubehör sind mit einer Vielzahl innovativer Produktmerkmale ausgestattet, vom Schlüssel-Schloss-Design des Verbindungsmechanismus des MIC-KEY* Verlängerungssets bis zur einteiligen MIC-KEY* GJ-Ernährungs sonde, welche eine gleichzeitige gastrale Dekompression und jejunale Zuführung ermöglicht.

DIE MEISTEN MIC* /MIC-KEY* SONDEN FÜR DIE ENTERALE ERNÄHRUNG SIND:

- aus medizinischem Silikon hergestellt;
- mit einem belüfteten SECUR-LOK* Ring versehen, dessen externer Rückhalte mechanismus so konzipiert ist, dass er eine Luftzirkulation im Bereich der Stomawand ermöglicht und den Sondendruck entlang der Stomawand (360°) reduziert;
- mit einem aufdehnbaren inneren Rückhalteballon versehen;
- mit ENFit®-Anschlüssen gemäß ISO80369-3-Standard für die Zufuhr von Nahrungs- und Arzneimitteln ausgestattet.

DIE RICHTIGE WAHL

Ihre Patienten darin zu unterstützen eine Gastrostomiesonde zu tragen, möglicherweise ein Leben lang, kann eine Herausforderung darstellen. Die Vielfalt der zur Verfügung stehenden, qualitativ hochwertigen AVANOS* Ernährungs sonden nebst Zubehör erleichtert Ihnen die Wahl der individuell besten Lösung für Ihren Patienten. Bei der Entscheidung für eine enterale MIC* /MIC-KEY* Ernährungs sonde können Sie absolut sicher sein, dass Sie ein innovatives und dauerhaft starkes Produkt wählen, das ebenso anerkannt wie geschätzt ist.



ENFit® Anschlüsse für die Zufuhr von Nahrungs- und Arzneimitteln



Äußerer SECUR-LOK* Rückhaltering



Aufdehnbarer innerer Rückhalteballon

ERNÄHRUNGSSONDEN MIT GASTRALEM ZUGANG

AVANOS® G-Sonden dienen der Nahrungszufuhr in den Magen. Sie sind mit Niedrigprofil und in herkömmlicher Ausführung in Standardlängen erhältlich.



AVANOS® MIC-KEY® GASTROSTOMIE-BUTTON

Die **MIC-KEY® G-BUTTON** ist fortschrittlicher als herkömmliche Gastrostomie-Ernährungs sonden. Die MIC-KEY® G-Ernährungs sonde ist unauffällig und leicht zu kaschieren. Sie ist deshalb für viele verschiedene Patientengruppen ideal geeignet.

- Aus medizinischem Silikon hergestellt
- Niedriges Profil
- Sich verjüngendes distales Ende, passend zur Sondengröße
- Aufdehnbarer innerer Rückhalteballon aus Silikon
- Frei von Naturlatex und DEHP
- ETO-sterilisiert
- Mit Online-Anleitung für Patienten und Pflegepersonen
- Versenkte atraumatische Spitze
- Hochleistungsfähige Rücklaufsperre
- SECUR-LOK® Anschlussmechanismus für das Verlängerungsset
- ENFit® Sondenanschluss
- Röntgenkontraststreifen
- 1 Stück/Verpackung

Im Set enthalten:

- 1- MIC-KEY® Niedrigprofil-G-Sonde
- 1- MIC-KEY® ENFit® Verlängerungsset mit Winkelsteckverbinder und doppeltem ENFit®-Konnektor, männlich, Länge 30 cm
- 1- MIC-KEY® Bolus-Verlängerungsset mit geradem Steckverbinder und ENFit®-Konnektor, männlich, Länge 30 cm
- 1- Spritze, 6 ml, mit Luer-Slip™-Ansatz
- 1- Spritze, 35 ml, mit ENFit®, weiblich
- 4- Mulltupfer

AVANOS® MIC-KEY® G-BUTTON

GRÖSSE (AUSSENDURCHM.) (X)	STOMALÄNGE (Y)	ARTIKELNR.
12 Fr (CH)	0,8 bis 4,0	8140-X-Y
14 Fr (CH)	0,8 bis 5,0	8140-X-Y
16 Fr (CH)	0,8 bis 5,0	8140-X-Y
18 Fr (CH)	0,8 bis 5,0	8140-X-Y
20 Fr (CH)	0,8 bis 5,0	8140-X-Y
24 Fr (CH)	1,5 bis 5,0	8140-X-Y

Erhältliche Stomalängen (cm): 0,8 /1,0 /1,2 /1,5 /1,7 /2,0 /2,3 /2,5 /2,7 /3,0 /3,5 /4,0 /4,5 /5,0



AVANOS* MIC* GASTROSTOMIESONDE

Als erste Sonde ihrer Art ist die **MIC* G-SONDE** bei Patienten indiziert, die einer kontinuierlichen enteralen Ernährung bedürfen.

- Aus medizinischem Silikon hergestellt
- Versenkte atraumatische Spitze (außer Fr/CH 12)
- Aufdehnbarer innerer Rückhalteballon aus Silikon (7-10ml, außer LV-Typen: 3-5ml)
- Äußerer SECUR-LOK* Rückhaltering
- Frei von Naturlatex und DEHP
- Gammasterilisiert
- Doppelanschluss: ENFit®, männlich, Nahrungsmittel- und Arzneimittel- Anschluss
- Sich verjüngendes distales Ende, passend zur Sondengröße
- Röntgenkontraststreifen
- 1 Stück/Verpackung

AVANOS* MIC* GASTROSTOMIESONDEN

GRÖSSE (AUSSENDURCHM.) (X)	BALLONVOLUMEN	ARTIKELNR.
12 Fr (CH)	Ballon 2-3 ml	8100-12LV
14 Fr (CH)	Ballon 3-5 ml	8100-14LV
16 Fr (CH)	Ballon 3-5 ml	8100-16LV
18 Fr (CH)	Ballon 7-10 ml	8100-18
20 Fr (CH)	Ballon 7-10 ml	8100-20
22 Fr (CH)	Ballon 7-10 ml	8100-22
24 Fr (CH)	Ballon 7-10 ml	8100-24
26 Fr (CH)	Ballon 7-10 ml	8100-26
28 Fr (CH)	Ballon 7-10 ml	8100-28
30 Fr (CH)	Ballon 7-10 ml	8100-30



AVANOS* MIC* GASTROSTOMIESONDEN- & PFLEGEKIT

Das **MIC* G-SONDEN- & PFLEGEKIT** enthält praktische Sets zur Erleichterung des Sondaustauschs. Jedes Kit enthält 2 Sets mit folgenden Bestandteilen:

- MIC* G-Sonde
- Spritze, 10 ml, mit Luer-Slip™-Ansatz
- 5 Mulltupfer (7,5 x 7,5 cm)
- Mit sterilem H₂O gefüllte Spritze mit Luer-Slip™-Ansatz
- Alkoholtupfer für die Hautreinigung
- Wasserlösliches Gleitmittel
- Seitenklemme
- Beutel für biologische Abfälle (16,5 x 17,5 cm)

AVANOS* MIC* G-SONDEN & PFLEGEKITS

GRÖSSE (AUSSENDURCHM.)		ARTIKELNR.
12 Fr (CH)	2 G-Sonden/Kit	QW3161
14 Fr (CH)	2 G-Sonden/Kit	QW3162
16 Fr (CH)	2 G-Sonden/Kit	QW3163
18 Fr (CH)	2 G-Sonden/Kit	QW3164
20 Fr (CH)	2 G-Sonden/Kit	QW3165
22 Fr (CH)	2 G-Sonden/Kit	QW3166
24 Fr (CH)	2 G-Sonden/Kit	QW3167



AVANOS[®] MIC[®] BOLUS-GASTROSTOMIESONDE

Die **MIC[®] BOLUS-G-SONDE** wird bei Patienten verwendet, die der Bolusernährung bedürfen.

- Aus medizinischem Silikon hergestellt
- Versenkte atraumatische Spitze (außer Fr/CH 12)
- Aufdehnbarer innerer Rückhalteballon aus Silikon
- Äußerer SECUR-LOK[®] Rückhaltering
- ENFit[®] Sondenanschluss, männlich
- Sich verjüngendes distales Ende, passend zur Sondengröße
- Röntgenkontraststreifen
- Frei von Naturlatex und DEHP
- Gammasterilisiert
- 1 Stück/Verpackung

AVANOS[®] MIC[®] BOLUS-GASTROSTOMIESONDEN

GRÖSSE (AUSSENDURCHM.) (X)	BALLONVOLUMEN	ARTIKELNR.
12 Fr (CH)	Ballon 2-3 ml	8110-12LV
14 Fr (CH)	Ballon 3-5 ml	8110-14LV
16 Fr (CH)	Ballon 3-5 ml	8110-16LV
18 Fr (CH)	Ballon 7-10 ml	8110-18
20 Fr (CH)	Ballon 7-10 ml	8110-20
22 Fr (CH)	Ballon 7-10 ml	8110-22
24 Fr (CH)	Ballon 7-10 ml	8110-24



AVANOS[®] MIC[®] SET FÜR DIE PERKUTANE ENDOSKOPISCHE GASTROSTOMIE (PEG-SET)

Das **MIC[®] PEG-SET** ermöglicht eine besonders bequeme Anlage der Sonde. In PULL- und in PUSH-Version erhältlich.

- Aus medizinischem Silikon hergestellt
- Äußerer SECUR-Rückhaltering
- ENFit[®]-Anschluss, männlich, zur Nahrungs- und Arzneimittelzufuhr
- Frei von Naturlatex und DEHP
- Mit Röntgenkontraststreifen, vollständig röntgendichte Halteplatte
- Schlauchklemme
- Durch Zug entfernbar (außer Fr/CH 14)
- ETO-sterilisiert
- 1 Stück/Verpackung

AVANOS[®] MIC[®] PEG-SETS

GRÖSSE (AUSSENDURCHM.) (X)	BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.
14 Fr (CH)	PUSH-methode	8630-14
20 Fr (CH)	PUSH-methode	8630-20
24 Fr (CH)	PUSH-methode	8630-24
14 Fr (CH)	PULL-methode	9640-14
20 Fr (CH)	PULL-methode	9640-20
24 Fr (CH)	PULL-methode	9640-24
14 Fr (CH)	PULL-methode (eingeschränktes Set)	8644-14
20 Fr (CH)	PULL-methode (eingeschränktes Set)	8644-20
24 Fr (CH)	PULL-methode (eingeschränktes Set)	8644-24
14 Fr (CH)	PULL-methode	8645-14
20 Fr (CH)	PULL-methode	8645-20
24 Fr (CH)	PULL-methode	8645-24

Die Sets mit den Artikelnummern 8644-xx enthalten nur die mit einem † markierten Produkte.

Das PUSH-PEG-Set enthält:

- 1- Durch Zug entfernbare PUSH-PEG-Sonde
- 1- 5 Fr (CH) Rückholschlinge (1,8mm x 260 cm)
- 1- ENFit® -Konnektor
- 1- SECUR-LOK® Rückhaltering
- 1- 19 G x 1,5 Zoll Filternadel
- 1- 25 G x 1,5 Zoll Nadel
- 1- Lochtuch mit Klebestreifen
- 1- Spritze, 12 ml
- 1- Skalpell mit 11er-Klinge
- 1- Einführnadel aus Edelstahl
- 1- Führungsdraht
- 1- Schlauchklemme
- 1- Wasserlösliches Gleitmittel
- 4- 4 x 4 Zoll Mullkompressen
- 2- 2 x 2 Zoll Schlitzkompressen
- 1- Nahtmaterial

Das PULL-PEG-Set enthält:

- 1- Durch Zug entfernbare PULL-PEG-Sonde†
- 1- 5 Fr (CH) Rückholschlinge (1,8 mm x 260 cm) (nicht bei Art. 8645-xx)
- 1- ENFit®-Konnektor†
- 1- SECUR-LOK® Rückhaltering†
- 1- 19 G x 1,5 Zoll Filternadel
- 1- 25 G x 1,5 Zoll Nadel
- 1- Lochtuch mit Klebestreifen
- 1- Spritze, 12 ml
- 1- Skalpell mit 11er-Klinge†
- 1- Einführnadel†
- 1- Platzierungsdraht mit Schlaufe†
- 1- Schlauchklemme†
- 1- Wasserlösliches Gleitmittel
- 4- 4 x 4 Zoll Mullkompressen
- 2- 2 x 2 Zoll Schlitzkompressen
- 1- Nahtmaterial



AVANOS® G-SONDEN-EINFÜHRSET FÜR DIREKTPUNKTION

Die Sets enthalten Instrumente und Hilfsmittel zur Erleichterung der primären endoskopischen, fluoroskopischen oder laparoskopischen Platzierung von Gastrostomiesonden mit Rückhalteballon wie den MIC® G-Sonden und MIC-KEY® G-Sonden.

- ETO-sterilisiert
- 1 Stück/Verpackung

Das Set enthält:

- 1- Gastrointestinales Verankerungsset mit 4 vormontierten SAFE-T-PEXY® T-Ankern
- 1- Gefäßklemme
- 1- Sicherheits-Einführnadel
- 1- Führungsdraht mit J-Spitze
- 1- Sicherheitsskalpell #11
- 1- Serieller Dilatator mit abziehbarer Hülle
- 2- Spritzen 12 ml
- 1- Stoma-Messinstrument

Zuführschlauch nicht im Set enthalten.

AVANOS® G-SONDEN-EINFÜHRSETS FÜR DIREKTPUNKTION

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.	
	ENDOSKOPISCH/ FLUOROSKOPISCH	LAPAROSKOPISCH
G-Sonden-Einführset, mit Dilatator 16 Fr (CH) (für MIC® G-Sonde 12 Fr (CH) und MIC-KEY® G-Sonde 12 Fr (CH))	98430	10250
G-Sonden-Einführset, mit Dilatator 18 Fr (CH) (für MIC® G-Sonde 14 Fr (CH) und MIC-KEY® G-Sonde 14 Fr (CH))	98431	10230
G-Sonden-Einführset, mit Dilatator 20 Fr (CH) (für MIC® G-Sonde 16 Fr (CH) und MIC-KEY® G-Sonde 16 Fr (CH))	98432	10240
G-Sonden-Einführset, mit Dilatator 22 Fr (CH) (für MIC® G-Sonde 18 Fr (CH) und MIC-KEY® G-Sonde 18 Fr (CH))	98433	10237
G-Sonden-Einführset, mit Dilatator 24 Fr (CH) (für MIC® G-Sonde 20 Fr (CH) und MIC-KEY® G-Sonde 20 Fr (CH))	98434	10226

ERNÄHRUNGSSONDEN MIT JEJUNALEM ZUGANG

Die jejunalen Sonden von AVANOS[®] dienen der Nahrungszufuhr in den Dünndarm. Sie sind mit Niedrigprofil und in herkömmlicher Ausführung erhältlich.



Das Set enthält:

- 1- MIC-KEY[®] Niedrigprofil-J-Sonde
- 1- Einführkanüle
- 1- MIC-KEY[®] ENFit[®] Verlängerungsset mit Winkelsteckverbinder und doppeltem ENFit[®]-Konnektor, männlich, Länge 30 cm
- 1- MIC-KEY[®] ENFit[®] Bolus-Verlängerungsset mit geradem Steckverbinder und ENFit[®]-Konnektor, männlich, Länge 30 cm
- 1- Spritze, 6 ml, mit Luer-Slip[™]-Ansatz
- 1- Spritze, 35 ml, mit ENFit[®]-Konnektor, weiblich
- 4- Mulltupfer

AVANOS[®] MIC-KEY[®] JEJUNALE BUTTON

Die **MIC-KEY[®] J-BUTTON** ist bei Patienten indiziert, die der jejunalen Nahrungszufuhr bedürfen und ein unauffälliges äußeres Erscheinungsbild der Sonde wünschen. Mit gepolstertem Außenteil, wie bei der häufig verschriebenen MIC-KEY[®] G-Sonde.

- Aus medizinischem Silikon
- Niedriges Profil
- Aufdehnbarer innerer Rückhalteballon aus Silikon
- Hochleistungsfähige Rücklaufsperrung
- SECUR-LOK[®] Anschluss für Verlängerungssets, mit ENFit[®]-Konnektoren
- Zuschneidbare distale Spitze
- Röntgenkontraststreifen
- Frei von Naturlatex und DEHP
- Gammasterilisiert
- 1 Stück/Verpackung

AVANOS[®] MIC-KEY[®] JEJUNALE BUTTON

GRÖSSE (AUSSENDURCHM.) (X)	STOMALÄNGE (Y)	ARTIKELNR.
14 Fr (CH)	0,8 bis 4,5	8230-X-Y
18 Fr (CH)	0,8 bis 4,5	8230-X-Y

Erhältliche Stomalängen (cm): 0,8 /1,0 /1,2 /1,5 /1,7 /2,0 /2,3 /2,5 /2,7 /3,0 /3,5 /4,0 /4,5



AVANOS[®] MIC[®] JEJUNALE SONDE

Die **MIC[®] J-SONDE** ist bei Patienten indiziert, die der jejunalen Nahrungszufuhr bedürfen. Die distale Spitze kann je nach individueller Erfordernis zugeschnitten werden.

- Aus medizinischem Silikon hergestellt
- Aufdehnbarer innerer Rückhalteballon aus Silikon
- Äußerer SECUR-LOK[®] Rückhaltering
- ENFit[®]-Sondenanschluss, männlich
- Zuschneidbare distale Spitze
- Röntgenkontraststreifen
- Frei von Naturlatex und DEHP
- Gammasterilisiert
- 2 Stück/Verpackung

AVANOS[®] MIC[®] JEJUNALE SONDEN

GRÖSSE (AUSSENDURCHM.)	BALLONVOLUMEN	ARTIKELNR.
12 Fr (CH)	Ballon 3-5 ml	8200-12LV
14 Fr (CH)	Ballon 7-10 ml	8200-14
16 Fr (CH)	Ballon 7-10 ml	8200-16
18 Fr (CH)	Ballon 7-10 ml	8200-18
20 Fr (CH)	Ballon 7-10 ml	8200-20
22 Fr (CH)	Ballon 7-10 ml	8200-22
24 Fr (CH)	Ballon 7-10 ml	8200-24



Im Set enthalten:

- 1- Jejunostomie-Sonde
- 1- Subkutaner Auslass (Extruder)
- 1- Sondenanschlussadapter
- 1- Luer-Lock®-Kappe

AVANOS* MIC* JEJUNOSTOMIE-SONDE

Die **MIC* JEJUNOSTOMIE-SONDE** wird direkt im Dünndarm platziert. Die sichere Anlage der Sonde erfolgt in einem chirurgischen Eingriff unter Anwendung der Witzel-Tunneltechnik, mit welcher sich Leckagen minimieren lassen. Der große Durchmesser (Fr/CH 14) beugt einem Zusetzen der Sonde vor.

- Aus medizinischem Silikon hergestellt
- Nahtflügel
- Schlauch Fr/CH 14 (Großer 9 Fr-/CH-Innendurchmesser)
- Röntgenkontraststreifen
- Gammasterilisiert
- Luer-Lock-Sondenanschluss, männlich
- 1 Stück/Verpackung

AVANOS* MIC* JEJUNOSTOMIE-SONDEN

**GRÖSSE
(AUSSENDURCHM.)**

14 Fr (CH)

ARTIKELNR.

0301-14

ERNÄHRUNGSSONDEN MIT GASTROJEJUNALEM ZUGANG

Die gastrojejunalen Sonden von Avanos ermöglichen die Zufuhr enteraler Sondennahrung in den Dünndarm bei gleichzeitiger gastraler Dekompression. Diese Sonden gibt es mit Niedrigprofil und in herkömmlicher Ausführung in Standardlängen.



AVANOS* MIC-KEY* GASTROJEJUNALE BUTTON

Die besondere **MIC-KEY* GJ-BUTTON** wurde für Patienten entwickelt, die der jejunalen Nahrungszufuhr unter gleichzeitiger gastraler Dekompression bedürfen. Sie ist in zahlreichen Größen und Längen erhältlich, um den individuellen Anforderungen der Patienten zu entsprechen.

- Aus medizinischem Silikon hergestellt
- Niedriges Profil
- Sich verjüngendes distales Ende, passend zur Sondengröße
- Aufdehnbarer innerer Rückhalteballon aus Silikon (3-5 ml, Sonden mit 45 cm jejunaler Länge haben einen 7-10-ml-Ballon)
- Röntgenkontraststreifen
- Doppelanschluss: ENFit®-Sondenanschluss, männlich, gastrale Dekompression und jejunaler Sondenanschluss
- Mehrere gastrale & jejunale Anschlüsse
- Wolfram-beschwerter jejunaler Abschnitt
- Gammasterilisiert
- 1 Stück/Verpackung

AVANOS* MIC-KEY* GASTROJEJUNALE BUTTON

GRÖSSE (AUSSENDURCHM.)	STOMALÄNGE	JEJUNALE LÄNGE			
		15 CM	22 CM	30 CM	45 CM
14 Fr (CH)	1.0 cm	8270-14-1.0-15	8270-14-1.0-22		
14 Fr (CH)	1.2 cm	8270-14-1.2-15	8270-14-1.2-22	8270-14-1.2-30	
14 Fr (CH)	1.5 cm	8270-14-1.5-15	8270-14-1.5-22	8270-14-1.5-30	8270-14-1.5-45
14 Fr (CH)	1.7 cm	8270-14-1.7-15	8270-14-1.7-22	8270-14-1.7-30	8270-14-1.7-45
14 Fr (CH)	2.0 cm		8270-14-2.0-22	8270-14-2.0-30	8270-14-2.0-45
14 Fr (CH)	2.3 cm			8270-14-2.3-30	8270-14-2.3-45
14 Fr (CH)	2.5 cm			8270-14-2.5-30	8270-14-2.5-45
14 Fr (CH)	2.7 cm			8270-14-2.7-30	8270-14-2.7-45
14 Fr (CH)	3.0 cm				8270-14-3.0-45
14 Fr (CH)	3.5 cm				8270-14-3.5-45
14 Fr (CH)	4.0 cm				8270-14-4.0-45
14 Fr (CH)	4.5 cm				8270-14-4.5-45
14 Fr (CH)	5.0 cm				8270-14-5.0-45
14 Fr (CH)	5.5 cm				8270-14-5.5-45
14 Fr (CH)	6.0 cm				8270-14-6.0-45
14 Fr (CH)	6.5 cm				8270-14-6.5-45
14 Fr (CH)	7.0 cm				8270-14-7.0-45
16 Fr (CH)	1.0 cm	8270-16-1.0-15	8270-16-1.0-22		
16 Fr (CH)	1.2 cm	8270-16-1.2-15	8270-16-1.2-22	8270-16-1.2-30	
16 Fr (CH)	1.5 cm	8270-16-1.5-15	8270-16-1.5-22	8270-16-1.5-30	8270-16-1.5-45
16 Fr (CH)	1.7 cm	8270-16-1.7-15	8270-16-1.7-22	8270-16-1.7-30	8270-16-1.7-45
16 Fr (CH)	2.0 cm		8270-16-2.0-22	8270-16-2.0-30	8270-16-2.0-45
16 Fr (CH)	2.3 cm			8270-16-2.3-30	8270-16-2.3-45
16 Fr (CH)	2.5 cm			8270-16-2.5-30	8270-16-2.5-45
16 Fr (CH)	2.7 cm			8270-16-2.7-30	8270-16-2.7-45
16 Fr (CH)	3.0 cm				8270-16-3.0-45
16 Fr (CH)	3.5 cm				8270-16-3.5-45
16 Fr (CH)	4.0 cm				8270-16-4.0-45
16 Fr (CH)	4.5 cm				8270-16-4.5-45
16 Fr (CH)	5.0 cm				8270-16-5.0-45
16 Fr (CH)	5.5 cm				8270-16-5.5-45
16 Fr (CH)	6.0 cm				8270-16-6.0-45
16 Fr (CH)	6.5 cm				8270-16-6.5-45
16 Fr (CH)	7.0 cm				8270-16-7.0-45

GRÖSSE (AUSSENDURCHM.)	STOMALÄNGE	JEJUNALE LÄNGE			
		15 CM	22 CM	30 CM	45 CM
18 Fr (CH)	1.2 cm		8270-18-1.2-22	8270-18-1.2-30	
18 Fr (CH)	1.5 cm		8270-18-1.5-22	8270-16-1.5-30	8270-18-1.5-45
18 Fr (CH)	1.7 cm		8270-18-1.7-22	8270-18-1.7-30	8270-18-1.7-45
18 Fr (CH)	2.0 cm		8270-18-2.0-22	8270-18-2.0-30	8270-18-2.0-45
18 Fr (CH)	2.3 cm			8270-18-2.3-30	8270-18-2.3-45
18 Fr (CH)	2.5 cm			8270-18-2.5-30	8270-18-2.5-45
18 Fr (CH)	2.7 cm			8270-18-2.7-30	8270-18-2.7-45
18 Fr (CH)	3.0 cm				8270-18-3.0-45
18 Fr (CH)	3.5 cm				8270-18-3.5-45
18 Fr (CH)	4.0 cm				8270-18-4.0-45
18 Fr (CH)	4.5 cm				8270-18-4.5-45
18 Fr (CH)	5.0 cm				8270-18-5.0-45
18 Fr (CH)	5.5 cm				8270-18-5.5-45
18 Fr (CH)	6.0 cm				8270-18-6.0-45
18 Fr (CH)	6.5 cm				8270-18-6.5-45
18 Fr (CH)	7.0 cm				8270-18-7.0-45
22 Fr (CH)	1.5 cm				8270-22-1.5-45
22 Fr (CH)	1.7 cm				8270-22-1.7-45
22 Fr (CH)	2.0 cm				8270-22-2.0-45
22 Fr (CH)	2.3 cm				8270-22-2.3-45
22 Fr (CH)	2.5 cm				8270-22-2.5-45
22 Fr (CH)	2.7 cm				8270-22-2.7-45
22 Fr (CH)	3.0 cm				8270-22-3.0-45
22 Fr (CH)	3.5 cm				8270-22-3.5-45
22 Fr (CH)	4.0 cm				8270-22-4.0-45
22 Fr (CH)	4.5 cm				8270-22-4.5-45
22 Fr (CH)	5.0 cm				8270-22-5.0-45
22 Fr (CH)	5.5 cm				8270-22-5.5-45
22 Fr (CH)	6.0 cm				8270-22-6.0-45
22 Fr (CH)	6.5 cm				8270-22-6.5-45
22 Fr (CH)	7.0 cm				8270-22-7.0-45

Das Set enthält:

- 1- MIC-KEY® Niedrigprofil-GJ-Sonde
- 1- Einführkanüle
- 1- MIC-KEY® ENFit® Verlängerungsset mit Winkelsteckverbinder und doppeltem ENFit®-Konnektor, 30 cm Länge
- 1- MIC-KEY® ENFit® Bolus-Verlängerungsset mit geradem Steckverbinder und ENFit®-Konnektor, männlich, 30 cm Länge
- 1- Spritze mit Luer-Slip™-Ansatz, 6 ml
- 1- Spritze mit ENFit®, weiblich, 35 ml
- 4- Mulltupfer



AVANOS[®] MIC[®] GASTROJEJUNALE SONDE (endoskopische/fluoroskopische Platzierung)

Die besondere **MIC[®] GJ-SONDE** wurde für Patienten entwickelt, die der jejunalen Nahrungszufuhr bei gleichzeitiger gastraler Dekompression bedürfen. Sie ist in zahlreichen Größen und jejunalen Längen erhältlich, um den individuellen Anforderungen der Patienten zu entsprechen.

- Aus medizinischem Silikon hergestellt
- Aufdehnbarer innerer Rückhalteballon aus Silikon (7-10 ml)
- Äußerer SECUR-LOK[®] Rückhaltering
- Doppelanschluss: ENFit[®], männlich, zur gastralen Dekompression und jejunalen Nahrungszufuhr
- Mehrere gastrale & jejunale Anschlüsse
- Wolfram-beschwerter jejunaler Abschnitt
- Sich verjüngendes distales Ende, passend zur Sondengröße
- Röntgenkontraststreifen
- Gammasterilisiert
- 1 Stück/Verpackung

AVANOS[®] MIC[®] GASTROJEJUNALE SONDEN (endoskopische/fluoroskopische platzierung)

GRÖSSE (AUSSENDURCHM.)	JEJUNALE LÄNGE			
	15 CM	22 CM	30 CM	45 CM
16 Fr (CH)	8650-16-15	8650-16-22	8650-16-30	8650-16
18 Fr (CH)		8650-18-22	8650-18-30	8650-18
22 Fr (CH)				8650-22



AVANOS[®] MIC[®] GASTROJEJUNALE SONDE (chirurgische Platzierung)

Die besondere **MIC[®] GJ-SONDE** wurde für Patienten entwickelt, die der jejunalen Nahrungszufuhr bei gleichzeitiger gastraler Dekompression bedürfen. Die Sonde wird in einem chirurgischen Eingriff angelegt und ist in verschiedenen Größen in 45 cm jejunaler Länge erhältlich.

- Aus medizinischem Silikon hergestellt
- Aufdehnbarer innerer Rückhalteballon aus Silikon (7-10 ml)
- Äußerer SECUR-LOK[®] Rückhaltering
- Doppelanschluss: ENFit[®], männlich, zur gastralen Dekompression und jejunalen Nahrungszufuhr
- Mehrere gastrale & jejunale Anschlüsse
- Wolfram-beschwerter jejunaler Abschnitt
- Sich verjüngendes distales Ende, passend zur Sondengröße
- Röntgenkontraststreifen
- ETO-sterilisiert
- 1 Stück/Verpackung

Im Set enthalten:

- 1- MIC[®] GJ-Sonde
- 1- Bauchdecken-Trokar und Hülse
- 1- Transpylorische Schlitzkanüle
- 1- 5 x 5 cm Schlitzkomresse

AVANOS[®] MIC[®] GASTROJEJUNALE SONDEN (chirurgische Platzierung)

GRÖSSE (AUSSENDURCHM.)	JEJUNALE LÄNGE 45 CM
16 Fr (CH)	8660-16
18 Fr (CH)	8660-18
22 Fr (CH)	8660-22



AVANOS[®] MIC[®] GASTROENTERALE SONDE

Die **MIC[®] GASTROENTERALE SONDE** ist ein Vorläufer der sehr beliebten MIC[®] GJ-Sonde. Sie wurde für die jejunale Nahrungszufuhr bei gleichzeitiger gastraler Dekompression entwickelt und für Patienten mit kleinerem distalem jejunalem Abschnitt.

- Aus medizinischem Silikon hergestellt
- Aufdehnbarer innerer Rückhalteballon aus Silikon (7-10 ml, Sonden mit 25,4 cm jejunaler Länge haben einen 3-5-ml-Ballon)
- Äußerer SECUR-LOK[®] Rückhaltering
- Wolfram-beschwerter jejunaler Abschnitt
- Doppelanschluss: ENFit[®], männlich, zur gastralen Dekompression und jejunalen Nahrungszufuhr
- Mehrere gastrale & jejunale Anschlüsse
- Mit Röntgenkontraststreifen, vollständig röntgendichte jejunale Sonde
- Gammasterilisiert
- 2 Stück/Verpackung

AVANOS[®] MIC[®] GASTROENTERALE SONDEN

GRÖSSE (AUSSENDURCHM.)	25,4 CM	57,9 CM
16 Fr (CH)	8210-16LV	8210-16
18 Fr (CH)	8210-18LV	8210-18
20 Fr (CH)		8210-20
22 Fr (CH)		8210-22
24 Fr (CH)		8210-24
26 Fr (CH)		8210-26
28 Fr (CH)		8210-28
30 Fr (CH)		8210-30



AVANOS[®] J- UND GJ-SONDEN-EINFÜHRSET FÜR DIREKTPUNKTION

Die Sets enthalten Instrumente und Hilfsmittel zur Erleichterung der primären endoskopischen, fluoroskopischen oder laparoskopischen Platzierung von Jejunostomie- und Gastro-Jejunostomiesonden mit Rückhalteballon wie den MIC[®] J-/GJ-Sonden und den MIC-KEY[®] J-/GJ-Sonden.

- ETO-sterilisiert
- 1 Stück/Verpackung

Das Set enthält:

- 1- Gastrointestinales Ankerset mit 4 vormontierten SAFE-T-PEXY[®] T-Ankern
- 1- Gefäßklemme
- 1- Sicherheits-Einführnadel
- 1- Führungskatheter Fr (CH) 5
- 1- Sicherheitsskalpell #11
- 1- Serieller Dilatator mit abziehbarer Hülle
- 2- Spritzen 12 ml
- 1- Stoma-Messinstrument

Zuführschlauch nicht im Set enthalten.

AVANOS[®] J- UND GJ-SONDEN-EINFÜHRSETS FÜR DIREKTPUNKTION

DESCRIPTION	ARTIKELNR.	
	ENDOSKOPISCH/ FLUOROSKOPISCH	LAPAROSKOPISCH
J- und GJ-Sonden-Einführset, mit Dilatator 20 Fr (CH) (für MIC [®] J-/GJ-Sonden Fr (CH) 16 und MIC-KEY [®] J-/GJ-Sonden Fr (CH) 16)	98437	10249
J- und GJ-Sonden-Einführset, mit Dilatator 22 Fr (CH) (für MIC [®] J-/GJ-Sonden Fr (CH) 18 und MIC-KEY [®] J-/GJ-Sonden Fr (CH) 18)	98438	10229

ZUBEHÖR

MIC[®]/MIC-KEY[®] Zubehör für gastrische, jejunale und gastrojejunale Button.



- SECUR-LOK[®] Anschluss (Schlüssel-Schloss-Mechanismus)
- Doppelschluss: ENFit[®]-Konnektor, männlich (außer beim MIC-KEY[®] Bolus-Verlängerungsset)
- Einzeln verpackte Verlängerungssets
- Schlauchklemme (außer beim Arzneimittelset)
- Frei von Naturlatex und DEHP
- Unsteril

AVANOS[®] MIC-KEY[®] BUTTON VERLÄNGERUNGSSETS

Für MIC-KEY[®] Gastro- Jejunale- und Gastrojejunale Button

BESCHREIBUNG	LÄNGE	VERPACKUNG	ARTIKELNR.
MIC-KEY [®] Verlängerungsset mit ENFit [®] Winkelsteckverbinder	30 cm	je 5	0141-12
MIC-KEY [®] Verlängerungsset mit ENFit [®] Winkelsteckverbinder	60 cm	je 5	0141-24
MIC-KEY [®] Arzneimittelset mit ENFit [®] Winkelsteckverbinder	5 cm	je 5	0142-02
MIC-KEY [®] Bolus-Verlängerungsset mit geradem ENFit [®] -Konnektor	30 cm	je 5	0143-12
MIC-KEY [®] Bolus-Verlängerungsset mit geradem ENFit [®] -Konnektor	60 cm	je 5	0143-24
MIC-KEY [®] Verlängerungsset, 30 cm, mit Winkelsteckverbinder und einfachem ENFit [®] -Anschluss	30 cm	je 5	0144-12
MIC-KEY [®] Verlängerungsset, 60 cm, mit Winkelsteckverbinder und einfachem ENFit [®] -Anschluss	60 cm	je 5	0144-24
MIC-KEY [®] Stoma-Messinstrument	-	je 10	98460
MIC-KEY [®] SF Stoma-Messinstrument	-	je 10	7145-00



BESTANDTEILE DES EINFÜHRSETS

Zum Gebrauch mit den AVANOS[®] Introducer Kits

BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	ARTIKELNR.
SAF-T-PEXY [®] T-Anker, gastrointestinales Verankerungsset	1 Einheit (3 Nadeln + 1 gebogene Gefäßklemme)	98701
Serieller Dilatator mit integrierter, abziehbarer Hülle, 16 Fr	1 Stück	98702
Serieller Dilatator mit integrierter, abziehbarer Hülle, 18 Fr	1 Stück	98703
Serieller Dilatator mit integrierter, abziehbarer Hülle, 20 Fr	1 Stück	98704
Serieller Dilatator mit integrierter, abziehbarer Hülle, 22 Fr	1 Stück	98705
Serieller Dilatator mit integrierter, abziehbarer Hülle, 24 Fr	1 Stück	98706



AVANOS* MIC* JEJUNOSTOMIE-ERNÄHRUNGSSONDENZUBEHÖR

Für MIC* Jejunostomie-Sonden

BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	ARTIKELNR.
MIC* Jejunostomiesonden-Reparaturkit	je 1	0301-50
MIC* Jejunostomie-Luer-Lock-Kappen, weiblich	je 5	0301-55
MIC* Jejunostomie-Sondenanschlussadapter	je 5	0301-60



AVANOS* MIC* PEG-SONDENANSCHLÜSSE

Für perkutane, endoskopische MIC* Gastrostomie-Ernährungssonden

- Frei von Naturlatex und DEHP
- Unsteril
- 1 Stück/Verpackung

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.
ENFit® -Konnektor, Fr (CH) 14, männlich	8135-14
ENFit® -Konnektor, Fr (CH) 20, männlich	8135-20
ENFit® -Konnektor, Fr (CH) 24, männlich	8135-24



GASTROSTOMIE-PFLEGESET

Zur Erleichterung des Austauschs einer Standard-G-Sonde. Bestandteile:

- Spritze, 10 ml, mit Luer-Slip™-Ansatz
- 5 Mulltupfer (7,5 x 7,5 cm)
- Alkoholtupfer für die Hautreinigung
- Mit sterilem H₂O gefüllte Spritze mit Luer-Slip™-Ansatz
- Wasserlösliches Gleitmittel
- Seitenklemme
- Beutel für biologische Abfälle (16,5 x 17,5 cm)

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.
Gastrostomie-Pflegeset	QW3153

AVANOS

Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail an:
kundendienst@avanos.com oder über unsere Website: www.avanos.de.

www.mic-key.com